


Dynamisch gelagerte Positionierung

Die mit MOFLEX Elementen ausgestatteten Positionierungshilfen, wie Beinpelotten oder Kniepelotten, ermöglichen es die Person im Stehgerät optimal zu positionieren.

Zudem unterstützen die dynamisch gelagerten Pelotten die aktive dynamische Aufrichtung und eine kontrollierte rotatorische Bewegungsfreiheit.

Sie geben dem Patienten trotz ihrer Positionierung die Flexibilität und die Möglichkeit sich etwas zu bewegen und es entsteht nicht das Gefühl im Stehgerät fixiert zu sein.




Dynamical mounted positioning

Positioning aids equipped with MOFLEX elements, such as leg pads or knee pads, allows to positioning the person in the stander in a optimal way.

In addition, the dynamically mounted pads support active dynamic alignment and controlled rotational freedom of movement.

In spite of their positioning, they give the patient the flexibility and the possibility to move a little bit and it does not give the feeling of being fixed in the stander.



Für folgende Produkte | for following products

	Knie knee	Beinauflage leg support
Standard/Allround	•	
Relax	•	•
Physio Relax	•	•
Physio Relax Motion	•	•




MOFLEX Element
MOFLEX unit



MOFLEX Element an Kniepelotte „STANDARD“ montiert
MOFLEX unit mounted on a "STANDARD" knee pad



MOFLEX Element kombiniert mit der Kniepelotte „SHARK“
MOFLEX unit combined with knee pad "SHARK"



Kniepelotten „SHARK“ mit MOFLEX Element und Verstellung
knee pad "SHARK" with MOFLEX units and adjustments

Durch die MOFLEX Elemente werden z.B. Knie- und Beinpelotten flexibel gelagert, d.h. die jeweiligen Pelotten sind nach oben und unten sowie zu beiden Seiten flexibel angebunden und ermöglichen somit eine dynamische Positionierung des Patienten.


By mounting the MOFLEX unit, you will get knee and leg pads that are spherically seated, that means that the pads are flexible and can move up and down, as well to the sides by that they provides a dynamically positioning of the Patient.

Übersicht Farben

Colour overview

Rahmen | frames

Pulverfarben | powder coating colours



RAL 1021
Goldgelb met.*

RAL 1028
Melonengelb


Mandarin
met.* glanz



Rot
metallic glanz

RAL 3020
Verkehrsrot met.*

Mandarin
met.* matt



Dormant Rot
glanz

RAL 3005
Weinrot

RAL 4010
Telemagenta met.*



RAL 5002
Ultramarinblau

Dormant Blau
glanz


Dormant Cassis
glanz



RAL 5013
Kobaltblau

Atlanticblau


RAL 5015
Himmelblau met.*



Cool-Mint matt

Dormant
Apfelgrün glanz


Apfelgrün
metallic glanz



RAL 6018
Gelbgrün met.*

Mojito grün


Silber
metallic



Anthrazit
metallic

RAL 9010
Reinweiß

RAL 9023
Perldunkelgrau



RAL 9011
Graphitschwarz


RAL 9005
Tiefschwarz

Satinschwarz

*metallisiert | metallised


Bezugstoffe | upholstery

DeTex Standard



Schwarz

Capri Kunstleder | imitation leather




Gelb

Orange

Rot

Lavendel




Lila

Azur

Nebulas Blue

Saphir




Hellgrün

Kiwi


Limone

Grau



Schwarz

Cosy Trevira CS Stoff




Gelb

Rot

Pink

Ultramarine



Königsblau

Lemon

Grau

Schwarz

AGW Trevira CS Stoff | spacer fabric



Gelb

Rot

Pink

Ultramarine



Königsblau

Lemon

Grau

Schwarz